

oto gel eudermico

Peptivet® Oto gel

Gel otologico eudermico per cani e gatti.

*Attività caratterizzata dalle
proprietà dei suoi componenti.
Gel otologico funzionale e finalizzato*

COMPOSIZIONE:

- AMP2041 (peptide)
- Clorexidina digluconato max 0,07%
- Tris-EDTA
- Vitamina PP
- Zinco PCA
- Glicerofosfoinositolo sale di lisina
- Cellulosa
- Polivinilpirrolidone
- Acqua purificata

INDICAZIONI:

Gel otologico ad azione eudermica.
Peptivet® è indicato nel cane e nel gatto.

PROPRIETÀ:

Grazie alle caratteristiche ben note dei suoi componenti migliora lo stato fisiologico della cute. Inoltre contrasta gli stati irritativi e ripristina la barriera cutanea. È uno gel otologico funzionale e finalizzato.

MODALITÀ D'USO:

Cani di piccola e media taglia: dopo la pulizia dell'orecchio, instillare ogni 48h all'interno del canale auricolare 2 spruzzi di Peptivet®.

Cani di taglia grande: dopo la pulizia dell'orecchio, instillare ogni 48h all'interno del canale auricolare 3 spruzzi di Peptivet®.

Gatti: dopo la pulizia dell'orecchio, instillare ogni 48h all'interno del canale auricolare 1 spruzzo di Peptivet®.

Massaggiare delicatamente la base del canale auricolare esterno per consentire un'adeguata distribuzione del prodotto al suo interno. La durata e la quantità del prodotto possono essere adattate a discrezione del Medico Veterinario.

Da utilizzare previa verifica dell'integrità timpanica.

- Flacone da 40 ml • Flacone da 25 ml

AMP2041:..... IT1418804 WO2014102596

CLX - tris - EDTA:.....EP1711158

AMP2041 - CLX - tris - EDTA:..WO2015198265

